



Franco & Fils

DEPUIS 1955



Fabrication et conception de matériels para-médicaux

Zone industrielle, RN 7
58320 Pougues les Eaux

Tél. : 03 86 68 83 22
Fax : 03 86 68 55 95

www.francofils.com
info@francofils.com



▶ SANGLE DE FIXATION DU BASSIN A 3 COURROIES + BOUCLES

Réf. : SF1-38

- Partie capitonnée : 50 cm x 21 cm
- 3 sangles long: 2,10 m
- 3 boucles



Le patient est allongé sur la table, ventre contre la table.

La sangle est placée le bassin du patient, les courroies passent sous la table et se reprennent dans les 3 boucles.

Bien vérifier que les courroies de la sangle sont sur la face extérieure de la sangle.

Bien vérifier le sanglage du patient.

L'usage de la sangle est prévu pour le maintien du bassin sur une table.



www.francofils.com

ZONE INDUSTRIELLE - RN 7, 58320 POUQUES-LES-EAUX

Tél. : 03 86 68 83 22 - Fax : 03 86 68 55 95



Tous nos produits
sont conformes aux
normes européennes